

# CUIDADO FEMENINO

## BRAUN Depiladora IPL PL5054



NOVEDAD

  
400.000  
disparos

Equivalente a 22 años de vida útil de la lámpara

  
4  
SEMANAS

Reducción del vello en 4 semanas\*

  
5  
MINS

Trata ambas piernas en 5 minutos\*\*

  
10

10 niveles de intensidad

  
3

3 modos de tratamiento

  
clinically tested

Testado clínicamente



Tecnología SensoAdapt™: Identifica 80 veces por segundo el tono de piel y adapta la intensidad de la luz para un tratamiento seguro.



Bolsa de viaje



Gillette venus

\*Estimación realizada en medias piernas, axilas y zona del bikini siguiendo el programa de tratamiento. Los resultados individuales pueden variar.

\*\* Al nivel de energía más bajo.